


Жидкостный хроматограф Gilson-analyzer

Витамины В3, В2, В6, В9, Р, В1



- + Анализ витаминов, БАДов, лекарственных препаратов, продуктов питания и др.
- + Гарантия 1 год
- + Поставка запчастей не менее 5 лет
- + Бесплатное обучение 2 дня
- + Внесен в ГОСРЕЕСТР средств измерений РФ

Жидкостный хроматограф анализатор Gilson - блочная система, собранная под конкретную задачу, для разделения и анализа сложных компонентов методом ВЭЖХ. Все блоки вместе с программой соединяются в единый прибор.

Компоненты хроматографа произведены в США и соответствуют стандарту ISO 9001.

Хроматограф может использоваться в медицинских и санитарно-гигиенических исследованиях, в производстве фармпрепаратов и чистых химикатов, биохимических и биотехнологических исследованиях, при контроле окружающей среды, в сельском хозяйстве, в пищевой, нефтехимической и химической промышленности.

В состав стандартного хроматографа входят 2 насоса, модуль контроля давления, спектрофотометрический детектор, инжектор и программа сбора и обсчета хроматографических данных. Мультихром на русском языке.

Возможно дальнейшее оснащение хроматографа вспомогательными модулями и принадлежностями: термостатом колонки, автосамплером, кранами, защитными фильтрами, колонками, средствами пробоподготовки.